



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa D'Errico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Raiz Nervosa D'Errico

SKU RM-DNRR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm wide x 11.0 mm long — Discectomia lombar padrão e mobilização de raiz nervosa	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (aprox. 11.0") — 7.0 mm wide x 11.0 mm long — Corredor operatório profundo e acesso à coluna lombar bariátrica	RM-DNRR-1-2	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa D'Errico é um afastador cirúrgico de coluna especializado, desenvolvido especificamente para fornecer afastamento e proteção segura e atraumática do saco tecal e das raízes nervosas transfixantes durante descompressões lombares posteriores. Projetado com uma haste delgada e alongada, este instrumento permite que os cirurgiões de coluna trabalhem confortavelmente em espaços interlaminares profundos, mantendo os cabos manuais fora da linha de visão operatória.

Construído para o manuseio neural delicado, este modelo do Afastador de Raiz Nervosa D'Errico apresenta um perfil de lâmina angulada fixa de 7.0 mm de largura por 11.0 mm de comprimento. A ponta da lâmina curva e polida acomoda suavemente as fibras nervosas, evitando que deslizem de volta para a janela operatória ou sofram lesões por brocas de alta velocidade e goivas. Os cirurgiões podem selecionar entre dois comprimentos de alcance: 22.8 cm (\$49) para corredores espinhais padrão ou um alcance estendido de 28 cm (\$54) projetado para anatomias de pacientes obesos ou profundas.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Raiz Nervosa D'Errico sob rigorosas tolerâncias clínicas, garantindo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade.

total em autoclave para centros neurocirúrgicos e de coluna em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest