



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur B-Z Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur B-Z Weitlaner

SKU RM-BZWR-1

\$339 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur B-Z Weitlaner	Longueur totale 28 cm, griffes mousses 4×4 de 83 mm de profondeur, coudé à 90°	\$339
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$339

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur B-Z Weitlaner est un écarteur chirurgical autostatique spécialisé pour l'accès profond, conçu pour offrir une exposition puissante et mains libres lors de procédures orthopédiques, rachidiennes et de chirurgie générale exigeantes. Avec une longueur totale étendue de 28 cm, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de maintenir un large couloir opératoire dans les cavités profondes sans fatigue pour l'assistant.

Conçu pour la rétraction musculaire lourde, cette configuration du B-Z Weitlaner présente un châssis coudé à 90 degrés qui maintient les poignées à anneaux totalement à plat contre les contours du patient, dégagant ainsi le champ opératoire pour l'utilisation d'outils motorisés et de microscopes. Sa partie travaillante est équipée de lames de 83 mm de profondeur avec une configuration de griffes mousses 4×4, offrant une prise tissulaire exceptionnelle tout en minimisant le traumatisme des structures nerveuses et vasculaires adjacentes. La crémaillère mécanique intégrée se verrouille de manière sécurisée à des largeurs variables.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur B-Z Weitlaner selon des tolérances cliniques strictes, garantissant un engagement fluide de la crémaillère, une haute résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest