



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Bookwalter pour Chirurgie Générale

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Bookwalter pour Chirurgie Générale

SKU RM-BGSR-1

\$1,999 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	Montant de champ	12" (30.5 cm)
1	Barre horizontale	Standard
1	Coupleur de montant	Standard
1	Barre flexible horizontale	Diamètre 1" (2.5 cm)
2	Crémaillères standard	Fixes
6	Mécanismes de crémaillère inclinables	Multi-angles
1	Anneau ovale, Moyen	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anneau segmenté, Moyen	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Valve Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Valves Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valve Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valve Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valve Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve malléable	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Valves malléables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve malléable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Valve Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valve Gelpi	Standard
1	Boîte de stérilisation	Coffret de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Bookwalter pour chirurgie générale est un système autostatique fixé à la table opératoire, conçu pour assurer une exposition stable et sans aide manuelle lors des procédures de chirurgie abdominale et générale. Son cadre modulaire associe un montant de champ, une barre horizontale, une barre flexible, un coupleur de montant, des anneaux d'écartement et des mécanismes à crémaillère réglables pour maintenir les valves sélectionnées autour du champ opératoire.

La configuration de chirurgie générale comprend un anneau ovale moyen, un anneau segmenté moyen, deux crémaillères standard fixes et six mécanismes à crémaillère inclinables multi-angles. L'ensemble inclut également des valves Balfour, Kelly, malléables, Harrington et Gelpi dans diverses configurations.

Le système complet est livré dans une boîte de stérilisation dédiée pour un stockage et un traitement organisés. L'écarteur Bookwalter pour chirurgie générale est fourni non stérile et est conçu pour être réutilisable et autoclavable. Le nettoyage et la stérilisation doivent être effectués selon les procédures validées de l'établissement de santé avant toute utilisation.

Retractor Maker fournit l'écarteur Bookwalter pour chirurgie générale directement aux hôpitaux, distributeurs et autres clients B2B.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest