



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Caspar

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Afastador Caspar

**SKU** RM-CR-21-1

**\$64 USD**

### TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO        | SKU / DETALHES                                                            | PREÇO (USD) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Afastador Caspar       | Comprimento de 21 cm, lâmina de 17.0 × 67.0 mm, cabo com anel para o dedo | \$64        |
| Capa Protetora / Caixa | Embalagem de transporte individual                                        | \$64        |

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Caspar é um instrumento cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer retração estável e profunda de tecidos moles e exposição das margens da ferida durante operações ortopédicas, espinhais e reconstrutivas. Desenvolvido com uma lâmina alongada em ângulo reto, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos mantenham contra-tração contínua em retalhos musculares densos com esforço manual mínimo.

Construído para precisão em cavidades profundas, este modelo padrão do Afastador Caspar apresenta um comprimento total de 21 cm (\$64) e uma lâmina de 17.0 mm de largura por 67.0 mm de comprimento. Sua lâmina incorpora um lábio distal suave que segura camadas de fáscia e músculo com segurança, evitando o deslizamento acidental durante a ressecção óssea ativa. O cabo ergonômico integrado com anel para o dedo maximiza a segurança da pegada, melhora o controle manual em vias clínicas estreitas e reduz significativamente a fadiga da mão do usuário durante longas exposições operatórias.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Caspar seguindo rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à tração, excepcional resistência à corrosão e total durabilidade em autoclave para centros cirúrgicos em todo o mundo.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest