



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur EMORY Endo-Plastic Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU RM-EEPR-1

\$309 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
EMORY Endo-Plastic Retractor	Longueur 10" (254 mm), pointe 1" (25,4 mm), canal optique 10 mm	\$309
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$309

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur EMORY Endo-Plastic Retractor est un instrument de chirurgie esthétique endoscopique de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer une élévation étendue de la cavité optique tout en garantissant un corridor optique rigide pour la visualisation endoscopique. Conçu pour les dissections esthétiques mini-invasives, cet instrument permet aux chirurgiens d'effectuer une séparation des plans subpectoraux et subgalaux par dissection mousse tout en maintenant les optiques de la caméra endoscopique propres et positionnées directement au-dessus du plan de dissection.

Fabriqué selon des tolérances chirurgicales rigoureuses, cette configuration de l'EMORY Endo-Plastic Retractor présente une lame d'une longueur totale étendue de 10 pouces (254 mm) associée à une extrémité de lame de 1 pouce (25,4 mm) de large. L'instrument est doté d'un canal de guidage intégré optimisé pour les endoscopes de 10 mm, éliminant l'oscillation de la caméra et maintenant un tunnel optique stable et éclairé. Sa poignée ergonomique offre un retour tactile raffiné, permettant aux chirurgiens de disséquer les plans tissulaires sans effort et sans provoquer de déchirure musculaire.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fournit l'EMORY Endo-Plastic Retractor non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant aux centres de chirurgie cosmétique, plastique et reconstructive une grande durabilité, une compatibilité avec les optiques de précision et une longévité clinique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest