



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

SKU RM-TNRB2-9IN-1

\$159 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	9" (22.86 cm) Gesamtlänge, breites gebogenes Blatt, integrierter Absaugkanal	\$159
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$159

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Talei Necklift Retractor „Benetrator 2“ ist ein fortschrittliches Instrument für die ästhetische Chirurgie, das speziell für die expansive Weichteilelevation und das kontinuierliche Flüssigkeitsmanagement bei Deep-Plane-Halslifts, Platysmaplastiken und Submentoplastiken entwickelt wurde. Mit seinem anatomisch geformten, breiten Blatt ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das saubere Unterminieren und Anheben dicker zervikaler Hautlappen vom Platysma-Muskel, ohne die marginalen mandibulären oder zervikalen Äste des Gesichtsnervs zu komprimieren.

Der für häufige Autoklavierzyklen ausgelegte Talei Necklift Retractor „Benetrator 2“ verfügt über eine lebenslange Garantie gegen Rost und eine Gesamtlänge von 9 Zoll (22.86 cm, \$159). Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst die Blattgeometrie ein breites, gebogenes Blatt mit einer atraumatischen flachen Kante, die empfindliche vaskularisierte Lappen sicher hält, ohne fokale ischämische Nekrosen zu verursachen. Das einendige Design ist in ein abgewinkeltes Griffsystem integriert, das mit einem eingebauten Absaugkanal kombiniert ist, um Blut und elektrochirurgischen Rauch sofort aus tiefen submental Tunneln zu entfernen.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish fertigt Retractor Maker den Talei Necklift Retractor „Benetrator 2“ nach höchsten Standards der Gesichtschirurgie. Er bietet OP-Zentren weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Haltbarkeit im Autoklaven.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest