



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hohmann em Ângulo Reto

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hohmann em Ângulo Reto

SKU RM-HRRA-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
9 ½" Comprimento Total — 24.13 cm de comprimento, cabo de 7", curvatura em ângulo reto de 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Comprimento Total — 24.76 cm de comprimento, cabo de 7", curvatura em ângulo reto de 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hohmann em Ângulo Reto é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer alavancagem tecidual perpendicular direta e exposição óssea durante reconstruções de quadril e osteotomias pélvicas complexas. Desenvolvido com uma queda de lâmina em ângulo reto autêntico, este afastador permite que as equipes cirúrgicas afastem planos musculares profundos de forma limpa, sem obstruir o corredor operatório ou exercer vetores de pressão desiguais.

Construído para se adaptar a profundidades estruturais específicas, o Afastador Hohmann em Ângulo Reto é oferecido em duas variantes distintas de tamanho longitudinal. O modelo de 9 ½-inch (24.13 cm) (\$84) apresenta um cabo de 7-inch configurado para dobrar em um ângulo reto profundo de 40 mm, ideal para exposições pélvicas e posteriores do quadril. O modelo de 9 ¾-inch (24.76 cm) (\$79) possui um cabo de 7-inch com dobra em ângulo reto de 18 mm para profundidades intermediárias. Sua ponta contornada em bico fixa-se com segurança sobre as margens ósseas para evitar deslizamentos acidentais sob forte contra-tração.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Hohmann em Ângulo Reto para suportar alto torque mecânico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de artroplastia e trauma ortopédico em todo o mundo durabilidade clínica e precisão inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest