



RETRACTOR MAKER

کٲب منٲج

طقم مبعء جرٲنبرج Greenberg Retractor Kit

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Greenberg Retractor Kit

طقم مبعد جرينبرج

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
2	Greenberg Retractor Primary Clamps	مقاس ملائمة ملزمة الحجمة القياسية (6 in / 152 mm) — تثبيت مباشرة على قوائم Mayfield أو حوامل الرأس الصلبة
4	Greenberg Retractor Secondary Clamps	مقاس ملائمة القضيب القياسي (12 in / 305 mm) — تربط القضبان الأساسية والثانوية لبناء الإطار الخارجي
4	Greenberg Retractor Long Retractor Arms	الطول (9.5 in / 241 mm) — أذرع احتكاك مفصلية تمسك شفرات المبعد وتضعها في موضعها
1	Greenberg Retractor Hand Rest	الطول (10 in / 254 mm) — منصة دعم مريحة لتثبيت يدي الجراح
1	Greenberg Retractor Pattie Tray	تثبيت على الإطار — 6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) لحمل القطنيات المشبعة بالمحلول الملحي
1	Greenberg Retractor Sterilizing Case	صندوق تنظيم شديد التحمل — 17 in × 10 in × 2.375 in ومثقب
1	Greenberg Malleable Tapered Retractor Blade	قضيب عرقش — 9 in، ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) للغاية لتباعد قشري واسع
1	Greenberg Malleable Tapered Retractor Blade	عرقش — 9 in، 5/32 in × ⅝ in (4 × 16 mm) متوسطة العرض للتعرض الفصي وتحت الصدغي
1	Greenberg Malleable Tapered Retractor Blade	قياسي عرقش — 9 in، ⅜ in × ½ in (3 × 13 mm) للوصول العميق بين فصوص الدماغ أو الصهاريج
1	Greenberg Malleable Tapered Retractor Blade	عرقش — 9 in، 3/32 in × ⅜ in (2.4 × 9.5 mm) مستدقة دقيقة لممرات قاعدة الحجمة الضيقة

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	Greenberg Malleable Tapered Retractor Blade	9 in, 1/16 in عرض × ¼ in (1.6 × 6 mm) — قيرهم قرفش — لتبعيد الأعصاب والأوعية الدموية الدقيقة

وصف المنتج

يوفر طقم Greenberg Retractor Kit إطاراً موثقاً وعالي المرونة لإجراءات جراحة الأعصاب الدقيقة حيث يكون التباعد المستقر
أرسيحاً شديداً، يوصلنا من أجل ما دملوق إلى قرشابه مثبته ليكسثله هذه ميمصته مة. قيمة لأغلب أرمأ غامدلاً لي كيهل طغضلاً ضفخنمو
هيكلياً قابلاً للتكيف فوق موقع فتح القحف لعزل الحركة وحماية التشريح العصبي الوعائي.

سائق نيتي ساس أنيتنمزلر نيتمبو ، دقعملاو عيسايقلا قيبصلا عيارجلا تلاختلا اذه Greenberg Retractor Kit مقطرهجه م
م عدل 6-inch سائق ديتسمو 10-inch سائق عيلصم قايوط ديعت عرأ 9.5-inch سائق عيونا ليطوت مزلام عرأو 12-inch
يدي الجراح . يكتمل الطقم بصينية قطنيات مدمجة وخمس شفرات تبعيد مستدقة قابلة للتشكيل ومزدوجة الأطراف تتراوح من عرض
قشري واسع 19 mm وصولا إلى شفرات دقيقة 1.6 mm.

تصنع Retractor Maker طقم Greenberg Retractor Kit من فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304/316 من الدرجة الممتازة (غير
ي فولد ماكلا، ميقتلا قلابو قمقم ريغ اهدروت متيو، ساكعلا ةباصم قمعا، نانا سقئلا، سمل عم يسطانملا ريغ يارجالا (يسيطانم
زيهجتلا عرسو مقطلا ل ماكلا ميطنلا نمضي ام، "2.375" × 10" × 17" ساقم قمقم ميقتة قبلأ



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest