



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Joelho Côncavo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Joelho Côncavo

SKU RM-CKR-1

\$105 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Lâmina Padrão	RM-CKR-1-1	\$105
Lâmina Longa Estreita	RM-CKR-1-2	\$105

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Joelho Côncavo é um afastador cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea excepcional e proteção de tecidos moles durante a substituição total do joelho e reconstruções complexas. Projetado com um perfil de lâmina anatomicamente côncavo, este instrumento se ajusta perfeitamente aos côndilos femorais e ao planalto tibial, permitindo que as equipes cirúrgicas afastem os ligamentos colaterais e tecidos moles periarticulares sem deslizamento.

Construído para alavancagem articular pesada, este modelo de Afastador de Joelho Côncavo apresenta um comprimento estrutural total uniforme de 9.5" (24.13 cm) (\$105), que garante uma profundidade de trabalho ideal, mantendo as mãos do assistente bem fora da trajetória da serra. Os cirurgiões podem selecionar entre duas geometrias de lâmina dedicadas: uma Lâmina Standard para deslocamento amplo de tecidos moles ou uma Lâmina Narrow Long otimizada para espaços articulares profundos e confinados e abordagens de joelho minimamente invasivas. O cabo ergonômico oferece alavancagem manual superior, reduzindo a fadiga do usuário durante cortes ósseos longos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) de alta resistência com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Joelho Côncavo para suportar o torque ortopédico pesado e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de reconstrução de joelho durabilidade e desempenho clínico inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest