



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Obwegeser Ramus Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Ramus Wundhaken

SKU RM-ORR-22-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Obwegeser Ramus Wundhaken	22 cm Gesamtlänge, anatomisch gebogenes Ramus-Blatt	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Obwegeser Ramus Wundhaken ist ein unverzichtbarer Wundhaken für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Weichteilverdrängung und die knöcherne Darstellung entlang des aufsteigenden Ramus mandibulae bei orthognathen Eingriffen konzipiert wurde. Dank seiner anatomischen Hakenkurve, die sicher am posterioren Mandibularrand anliegt, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen Knochenschnitte mit Reziproksägen durchzuführen, während tiefe Gefäßstrukturen und Äste des Gesichtsnervs vor versehentlichen Traumen geschützt werden.

Konzipiert für maximale intraorale Freiheit, weist diese Konfiguration des Obwegeser Ramus Wundhakens eine Gesamtlänge von 22 cm (\$49) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) für dauerhafte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, umschließen die glatt polierten Blattränder die Knochenkortex präzise und verhindern so Schleimhautrisse oder lokale Quetschverletzungen des Musculus masseter und pterygoideus medialis. Der ergonomische Griff bietet dem OP-Assistenten eine stabile manuelle Hebelwirkung während zeitintensiver Osteotomien.

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Obwegeser Ramus Wundhaken so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet MKG- und rekonstruktiven Chirurgieteams weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest