



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de cuir chevelu autostatique Contour

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de cuir chevelu autostatique Contour

SKU RM-CSRSR-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
3×4 Griffes mousses	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Griffes pointues	RM-CSRSR-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de cuir chevelu autostatique Contour est un instrument neurochirurgical essentiel conçu spécifiquement pour offrir une exposition stable et mains libres du crâne et des structures dures sous-jacentes lors des craniotomies et des interventions de la base du crâne. Conçu avec une structure droite, cet écarteur favorise un alignement structurel précis le long des incisions plates du cuir chevelu, maintenant un large accès opératoire sans glissement.

Conçu pour une adaptabilité procédurale totale, ce modèle d'écarteur de cuir chevelu autostatique Contour présente une longueur totale de 14 cm (\$99) qui offre un espace de travail optimal tout en évitant l'encombrement opératoire. Les chirurgiens peuvent configurer les extrémités de travail soit avec des griffes mousses 3×4 — idéales pour une rétraction douce mais efficace des tissus à proximité des vaisseaux superficiels délicats — soit avec des griffes pointues 3×4 optimisées pour offrir une stabilité maximale et un levier puissant sur les structures denses du cuir chevelu. Son loquet à crémaillère à anneaux se verrouille fermement sous tension, éliminant l'effort manuel de l'assistant.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de cuir chevelu autostatique Contour pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de neurochirurgie et de rachis une durabilité exceptionnelle, une action de crémaillère fluide et une stabilité clinique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest