



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Denis-Browne

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Denis-Browne

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Base Circular Autoestática	Chassi de 175 mm x 150 mm permitindo visibilidade em todas as direções
2 (1 Par)	Lâminas Intercambiáveis para Tecidos Rasos	Pontas curvas de 40 mm x 30 mm ideais para camadas delicadas
2 (1 Par)	Lâminas Intercambiáveis para Tecidos Profundos	Pontas curvas de 40 mm x 40 mm otimizadas para tecidos volumosos
4	Travas de Pino Intercambiáveis de Deslize Rápido	Mecanismo de ancoragem deslizante para reduzir o esforço dos dedos
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Denis-Browne é um sistema de afastamento cirúrgico autoestático aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer um deslocamento radial de 360 graus de tecidos moles e margens de feridas durante operações pediátricas, abdominais e pélvicas. Projetado com uma estrutura de anel perimetral, este instrumento permite que os cirurgiões posicionem múltiplas lâminas intercambiáveis em qualquer vetor ao longo da incisão, eliminando a fadiga das mãos do assistente e preservando um corredor visual estático e aberto.

Construído seguindo especificações clínicas rigorosas, este conjunto completo do Afastador Denis-Browne (\$499) apresenta uma estrutura de base circular autoestática com um layout de anel estrutural de 175 mm x 150 mm que garante visibilidade em todas as direções em campos operatórios profundos. Fabricado

artesanamente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema inclui um sortimento integrado de lâminas contendo duas lâminas intercambiáveis para tecidos rasos (pontas curvas de 40 mm x 30 mm ideais para camadas delicadas) e duas lâminas intercambiáveis para tecidos profundos (pontas curvas de 40 mm x 40 mm otimizadas para tecidos volumosos). Quatro travas de pino intercambiáveis de deslize rápido fixam as lâminas instantaneamente para reduzir o esforço dos dedos e agilizar os ajustes intraoperatórios.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Denis-Browne para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando a centros cirúrgicos pediátricos, salas de urologia e centros de laparotomia geral em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total compatibilidade com esterilização.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)