



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Bookwalter Retractor (Standard)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Bookwalter Retractor (Standard)

SKU RM-SBR-1

\$2,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка Bookwalter Field Post	12" (30.5 cm)
1	Горизонтальная штанга Bookwalter Horizontal Bar	Standard
1	Зажим для стойки Bookwalter Post Coupler	Heavy-Duty
1	Гибкая штанга Bookwalter Horizontal Flex Bar	1" Diameter (2.5 cm)
2	Стандартные храповики Bookwalter Standard Ratchets	Non-Tilt
7	Поворотные храповые механизмы Bookwalter Tilt Ratchet	Multi-Angle
1	Среднее овальное кольцо	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Среднее сегментированное кольцо	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Зеркала Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
4	Зеркала Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)
1	Гибкое (маллеабельное) зеркало	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Гибкие (маллеабельные) зеркала	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Стерилизационный короб	Перфорированный кейс-органайзер

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система Bookwalter Retractor System – Standard — это фиксируемый к столу самоудерживающийся ретрактор, предназначенный для обеспечения стабильного и свободного обзора при обширных открытых абдоминальных операциях. Его модульная конструкция включает вертикальную стойку, горизонтальные опоры, кольца-ретракторы и регулируемые храповые механизмы для фиксации выбранных зеркал по периметру операционного поля.

Стандартная конфигурация включает среднее овальное кольцо, среднее сегментированное кольцо, стандартные и поворотные храповые механизмы, а также набор зеркал Balfour, Kelly и гибких (маллеабельных) зеркал. Ранорасширитель Bookwalter поставляется в специальном перфорированном стерилизационном коробе для упорядоченного хранения и обработки.

Ранорасширитель Bookwalter поставляется нестерильным и подлежит чистке и стерилизации перед использованием в соответствии с утвержденными протоколами медицинского учреждения.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest