



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lahey Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lahey Wundhaken

SKU RM-LR-HH-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
18 cm (ca. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lahey Wundhaken ist ein international anerkannter chirurgischer Handretractor, der für die atraumatische Freilegung von Weichteilen bei empfindlichen Hals- und Endokrin-Eingriffen entwickelt wurde. Mit seinem schlanken, rechtwinkligen Arbeitsteil erlaubt dieses Instrument Chirurgen das sanfte Anheben von Bandmuskulatur, Faszien und Hauträndern, ohne den Blick auf darunter liegende neurovaskuläre Strukturen zu verstellen.

Optimiert für präzise zervikale Dissektionen, ist der Lahey Wundhaken in zwei Gesamtlängen erhältlich: 18 cm (\$39) und 20.3 cm (\$49). Der Retraktor bietet wählbare Blattkonfigurationen, einschließlich eines schmalen 5 mm Blattes und eines 15 mm × 3 mm rechtwinkligen Blattes. Dies gewährleistet eine gezielte Haltekapazität mit einem ergonomischen Flachgriff, der dem Operationsassistenten eine komfortable und ermüdungsfreie Kontrolle ermöglicht.

Geschmiedet aus nicht-magnetischem, medizinischem Chirurgenstahl mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Lahey Wundhaken nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unverwüstliche Steifigkeit und volle Autoklavierbarkeit für die Allgemeinchirurgie und HNO-Abteilungen.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest