



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Wylie Renal Vein Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wylie Renal Vein Retractor

SKU RM-WRVR-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
11 ¾" (29.85 cm) — Glattes, gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — glatt gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — glatt gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — glatt gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Glattes, gebogenes Gefäßblatt	RM-WRVR-1-5	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Wylie Renal Vein Retractor ist ein spezialisierter vaskulärer und urologischer Wundhaken, der speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung und Mobilisierung der Nierenvene, der unteren Hohlvene (Vena cava inferior) und angrenzender retroperitonealer Gefäße entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, gebogenen Blatt, das in einer weichen Haltekontur endet, ermöglicht dieses Instrument Gefäßchirurgen das sanfte Anheben großer Venenbahnen von der Bauchader, ohne Endothelscherungen, Risse oder Abrisse zu verursachen.

Die Wylie Renal Vein Retractor-Serie wurde entwickelt, um häufigen Autoklavierzyklen standzuhalten und gleichzeitig eine hohe strukturelle Belastbarkeit zu gewährleisten. Sie bietet eine adaptive Größenmatrix in fünf wählbaren Gesamtlängen: 11 ¾ Zoll (29.85 cm, \$89), 12 Zoll (30.48 cm, \$94), 12 ½ Zoll (31.75 cm, \$99), 12 ¾

Zoll (32.39 cm, \$104) und 13 Zoll (33.02 cm, \$109). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ermöglicht das Instrument chirurgischen Assistenten eine überlegene Reichweite in das Retroperitoneum, während die manuelle Handhabung außerhalb des Bereichs der primären Gefäßklemmen bleibt. Der ergonomische Flachgriff sorgt für eine ermüdungsfreie Hebelwirkung.

Mit einem blendfreien, satinierten Mattfinish gefertigt, stellt Retractor Maker den Wylie Renal Vein Retractor her, um strenge klinische Standards unter intensiver OP-Beleuchtung zu erfüllen. Damit bietet er kardiovaskulären Abteilungen, urologischen Operationssälen und Nierentransplantationszentren weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest