



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Kocher Langenbeck

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Kocher Langenbeck

SKU RM-KLR-GEN-1

\$44 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lames étroites (ex. 25×6, 35×8 mm)	Longueurs et poignées disponibles : 20.3 ou 22 cm (Anneau / Creuse) · Rôle clinique principal : Rétraction ciblée pour thyroïde, tendons et petite chirurgie · Prix (USD) : \$44.00 / \$49.00
1	Lames moyennes (ex. 28×15, 41×14 mm)	Longueurs et poignées disponibles : 20.3 ou 22 cm (Anneau / Creuse) · Rôle clinique principal : Appendicectomie standard, hernie et accès articulaires orthopédiques · Prix (USD) : \$44.00 / \$49.00
1	Lames profondes (ex. 70×14, 80×16 mm)	Longueurs et poignées disponibles : 20.3 ou 22 cm (Anneau / Creuse) · Rôle clinique principal : Maintien musculaire profond et exposition pour reconstruction pelvienne ou hanche · Prix (USD) : \$44.00 / \$49.00
1	Étui de protection / Boîte	Longueurs et poignées disponibles : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Kocher Langenbeck est un écarteur manuel indispensable, reconnu mondialement pour assurer une rétraction sûre et atraumatique des tissus mous et des muscles lors de chirurgies générales, orthopédiques et plastiques. Conçu avec une lame allongée à angle droit se terminant par un rebord de rétention orienté vers le bas, cet instrument permet aux chirurgiens de rétracter les plans musculaires et les berges de plaies en toute sécurité, sans glissement ni ischémie tissulaire focale.

Conçue pour une adaptabilité procédurale complète, cette série d'écarteurs Kocher Langenbeck est fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). 3 cm (\$44) et 22 cm (\$49), avec un profil de cadre standard de 215 mm. Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument à travers trois longueurs de tige (10 cm, 12 cm et 14 cm) associées soit à une poignée à anneau classique, soit à une poignée creuse légère conçue pour améliorer le confort et réduire la fatigue lors de chirurgies prolongées. La vaste gamme de lames comprend 20 dimensions standardisées allant de 15 × 85 mm à 80 × 16 mm.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Kocher Langenbeck pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest