



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lone Star Retractor (一般外科・頭頸部外科用)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lone Star Retractor (一般外科・頭頸部外科用)

SKU RM-LSR-GHN-1

\$499 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Small Ring — 22.0 cm x 11.3 cm (一般外科/頭頸部外科用)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
標準型リング — 28.3 cm x 18.3 cm (一般外科/頭頸部外科用)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
大リング — 32.5 cm x 18.3 cm (一般外科/頭頸部外科用)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514

製品詳細

Lone Star Retractor (一般外科・頭頸部外科用)は、繊細な軟部組織の剥離において、クリアかつハンズフリーな術野の視覚化を実現するために設計された、適応性の高い自己保持式リトラクターフレームです。外周のノッチに固定された多方向弾性ステイフックにより術窓の縁を保持することで、手動による牽引の疲労を排除し、術部の混雑を最小限に抑えます。

狭い手術経路における解剖学的適応性を考慮して設計されたこのLone Star Retractor (一般外科・頭頸部外科用)の構成は、頸部、腋窩、腹壁周囲の凹凸のある身体輪郭にスムーズにフィットします。フレームの精密加工されたスロット形状により、手術チームは弾性ステイの位置と張力を段階的に調整でき、均一な露出を提供しながら、創縁に沿った局所的な組織虚血を最小限に抑えることができます。

高強度の陽極酸化アルミニウムと医療グレードのサージカルステンレススチールから製造されており、Retractor MakerはLone Star Retractor (一般外科・頭頸部外科用)を未滅菌かつ完全オートクレーブ対応の状態で、個別の保護箱に入れて供給します。これにより、手術センターに長期的な信頼性と、術中の容易な調整機能を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest