



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Canalicular Mandibular Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Canalicular Mandibular Obwegeser

SKU RM-OMCR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8 mm Tamanho do Canal	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm Diâmetro do canal	RM-OMCR-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Canalicular Mandibular Obwegeser é um afastador cirúrgico maxilofacial indispensável, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento de tecidos moles de forma segura e não traumática e a proteção da borda óssea durante a osteotomia sagital do ramo (SSRO). Projetado com um sulco anatômico em canal que se prende firmemente ao redor da cortical inferior da mandíbula, este instrumento permite que os cirurgiões realizem cortes ósseos na borda inferior enquanto protegem completamente a artéria facial, a veia facial anterior e o nervo mandibular marginal.

Construído para precisão no acesso intraoral, este Afastador Canalicular Mandibular Obwegeser está disponível em dois parâmetros de largura de lâmina padronizados: um tamanho de 8 mm (\$44) para bordas mandibulares estreitas e um tamanho de 10 mm (\$49) para anatomia óssea mais larga. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), seu perfil de canal suave assenta firmemente contra o osso cortical sem deslizar para os planos fasciais cervicais. O cabo ergonômico oferece alavancagem manual sem fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Canalicular Mandibular Obwegeser para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos cirurgiões bucomaxilofaciais e reconstrutores faciais em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest