



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель шейный по Casper

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль шейный по Casper

SKU RM-CCR-115-1

\$199 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Шасси ретрактора Casper Cervical Retractor	Рама 11.5 cm, 4-рычажная шарнирная поперечная конструкция, раскрытие 85 mm	\$199
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$199

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Casper Cervical Retractor представляет собой передовую самодержащуюся хирургическую платформу, разработанную специально для надежной многоплоскостной экспозиции мягких тканей при операциях на переднем отделе шейного отдела позвоночника. Конструкция с шарнирным четырехрычажным поперечным шасси плавно адаптируется к анатомии шеи пациента, равномерно распределяя усилие ретракции по краям раны и защищая уязвимые внутренние структуры.

Изготовленная в соответствии с клиническими стандартами, данная модель Casper Cervical Retractor имеет общую длину рамы 11.5 cm (\$199) и способна достигать максимального раскрытия 85 mm. Четыре шарнирных рычага обеспечивают универсальность интраоперационного позиционирования, адаптируясь к индивидуальному лордозу пациента и предотвращая локальную ишемию мышц. Встроенный реечный механизм фиксации автоматически поддерживает постоянное натяжение, исключая необходимость ручного удержания и обеспечивая бескомпромиссную стабильность при установке кейджей.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Casper Cervical Retractor производства Retractor Maker выдерживает повторяющиеся циклы больничной стерилизации, предоставляя спинальным хирургам исключительную механическую

жесткость, плавный контроль хода и полную долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest