



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Goodyear 口蓋垂レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Goodyear 口蓋垂レトラクター

SKU RM-GUR-18-1

\$34 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — 標準、15 mm 弁	RM-GUR-18-1-2	\$34

製品詳細

Goodyear 口蓋垂レトラクターは、咽頭および口蓋の手術において、口蓋垂と軟口蓋を安全かつ非侵襲的に牽引・圧排するために開発された耳鼻咽喉科向けの特殊手術器具です。解剖学的に適合するよう設計された先端の曲線状ブレードにより、ENT 外科医は粘膜ひだをスムーズに移動させることができ、組織の挫滅や口蓋垂浮腫を引き起こすことなく、後咽頭への広い視界を確立できます。

口腔内での優れた操作性を追求した本モデルは、全長 18 cm (\$34) に設計されており、術者の手が視界を遮ることなく、十分なリーチと操作性を確保します。ワーキングエンドには、口蓋垂を局所的なピンチ圧をかけずに確実に保持するよう輪郭形成された 15.0 mm 幅の滑らかなブレードを採用しています。バランスの取れたハンドルは、アデノイド切除や口蓋形成術の間、アシスタントに疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

Retractor Maker は、反射を抑えるサテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用して Goodyear 口蓋垂レトラクターを製造しています。度重なる病院での滅菌サイクルに耐え、耳鼻咽喉科の手術室、外来クリニック、形成外科センターに、高い耐食性、堅牢な構造、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest