



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Levasseur Merril Retractor Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU RM-LMR-FO-1

\$139 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Boyutlar / Detaylar: 25 cm uzunluk, 12,5 / 27 mm bıçak, fiber optik ışık demeti · Dahil Olan Miktar: 1
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Boyutlar / Detaylar: Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır · Dahil Olan Miktar: 1
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Standart taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic, vertikal ramus osteotomileri sırasında doğrudan, gölgesiz optik aydınlatma ile güvenli yumuşak doku korumasını birleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf ışıklı bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Yüksek yoğunluklu ışığı kanal bıçağının iç konturu boyunca ileten bu enstrüman, derin intraoral tünellerdeki gölgelenmeyi ortadan kaldırarak cerrahların vertikal osteotomi kesilerini tam anatomik güvenle gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Tavizsiz mandibular kemik müdahaleleri için üretilen bu Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic modeli, 25 cm (\$139) toplam enstrüman uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, vertikal osteotomiler için açıkça optimize edilmiş 12,5 mm / 27 mm boyut ölçümlerine sahip özel osteotomi parametre konfigürasyonlarını içerir. Entegre fiber optik demeti, standart ameliyathane ışık kablolarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu evrensel bir konektör içerir ve ışık kaynaklarına zahmetsiz bağlantı sağlar.

Tüm metalik yüzeylerde parlama önleyici saten mat kaplama ile hazırlanmış Retractor Maker, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic'i üretir; dünya çapındaki maksillofasiyal ve ortognatik cerrahi merkezlerine olağanüstü optik netlik, sarsılmaz yapısal sertlik ve

tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest