



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Pilar Anterior Mollison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Pilar Anterior Mollison

SKU RM-MAPR-22-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Mollison Anterior Pillar Retractor	Comprimento total de 22 cm, lâminas duplas delgadas de 10 mm, cabo angulado	\$44
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Pilar Anterior Mollison é um afastador cirúrgico essencial para otorrinolaringologia, projetado especificamente para fornecer o deslocamento seguro e não traumático do arco palatoglosso e do pilar amigdaliano anterior durante tonsilectomias e procedimentos orais. Projetado com uma configuração de trabalho angulada, este afastador permite que os cirurgiões de ORL desloquem as margens mucosas de forma limpa, estabelecendo um corredor visual livre até o leito amigdaliano para dissecação e hemostasia.

Construído para maximizar a precisão e reduzir a fadiga manual do usuário, esta configuração do Afastador de Pilar Anterior Mollison apresenta um comprimento total da ferramenta de 22 cm (\$44). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora um parâmetro de largura de lâmina dupla delgada de 10 mm, contornada com margens atraumáticas arredondadas para evitar lacerações na mucosa. O conjunto do cabo central leve e angulado fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual constante e livre de fadiga durante casos operatórios prolongados.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Pilar Anterior Mollison para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos de ORL, clínicas ambulatoriais e centros de cirurgia oral em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest