



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de nerfs Daniel Endoscopic Forehead Nerve
Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de nerfs Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor

SKU RM-DEFNR-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	Portée de 9 ¾" (17 cm), profil de pointe recourbé à gauche	\$54
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor est un instrument spécialisé de chirurgie esthétique et plastique conçu spécifiquement pour assurer une mobilisation nerveuse et une rétraction tissulaire atraumatiques lors des procédures de lifting endoscopique du front et des sourcils. Conçu pour fonctionner en tandem avec des endoscopes rigides, cet instrument permet aux chirurgiens de disséquer et d'élever les plans tissulaires sous-périostés tout en protégeant les délicats faisceaux neurovasculaires supra-orbitaires et supratrochléaires.

Construit pour un accès dynamique dans des champs restreints, cette configuration du Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor présente une portée totale de 9 ¾ pouces (17 cm, \$54). Son extrémité de travail intègre une forme recourbée à gauche spécifiquement étudiée pour naviguer avec succès et maintenir les tissus mous locaux autour des faisceaux nerveux complexes sans provoquer de neuropraxie par étirement localisé ou de déchirure vasculaire. Le manche plat ergonomique offre une sensibilité tactile et un contrôle antidérapant lors de la tunnellation endoscopique délicate.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fournit le Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant aux chirurgiens plasticiens et reconstructeurs du monde entier une durabilité, un équilibre et une précision procédurale supérieurs.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest