



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Iron Intern Single Arm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Iron Intern Single Arm

SKU RM-IISA-SERIES-1

\$999 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
17" Стандартная модель	RM-IISA-1-1	\$999
22" Стандартная модель	RM-IISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IISA-3-1	\$1,299
22" Дуплексный вариант	RM-IISA-4-1	\$1,399
22" Складной вариант	RM-IISA-5-1	\$1,499
26" Стандартная модель	RM-IISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IISA-7-1	\$1,699

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Iron Intern Single Arm — это всемирно признанная настольная хирургическая ретракторная система, специально разработанная для обеспечения прочной, бескровной ретракции внутренних органов и структурного смещения тканей во время открытых общих, бариатрических и лапароскопических процедур. Разработанная для надежного крепления к стандартным боковым рельсам операционного стола, эта механическая удерживающая рука заменяет усталость ручного ассистента непоколебимым статическим противодействием, поддерживая широкий, стационарный операционный коридор на протяжении длительных операций на брюшной полости и тазу.

Созданная в соответствии с клиническими требованиями, эта серия Iron Intern Single Arm предлагает обширную матрицу выбора, охватывающую три варианта продольного вылета штанги и

специализированные уровни нагрузки. Изготовленная вручную из немецкой нержавеющей стали, она доступна в следующих конфигурациях: 17-дюймовый (43 см) стандартный манипулятор (999 \$) для педиатрических и компактных полей; 22-дюймовый (56 см) стандартный манипулятор (1 199 \$); 22-дюймовый особо прочный манипулятор Jumbo Heavy Duty (1 299 \$) для бариатрических нагрузок; 22-дюймовый дуплексный вариант (1 399 \$), поддерживающий несколько зажимов для аксессуаров; 22-дюймовый складной вариант (1 499 \$) для быстрой очистки без снятия зажимов со стола; 26-дюймовый (66 см) стандартный манипулятор (1 599 \$) для глубоких открытых лапаротомий; и сверхжесткий 26-дюймовый особо прочный манипулятор Jumbo Heavy Duty (1 699 \$), созданный для сложных трансплантаций печени и обширной онкологии.

Изготовленный с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит Iron Intern Single Arm, чтобы выдерживать повторяющиеся циклы автоклавирования в больницах, обеспечивая операционные общего профиля, бариатрические центры и травматологические операционные по всему миру исключительной структурной жесткостью, коррозионной стойкостью и полной автоклавируемостью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest