



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Aufricht Walter 鼻レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Aufricht Walter 鼻 レトラクター

SKU RM-AWNR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Aufricht Walter 鼻レトラクター	全長13.5 cm、42 × 7 mm 両頭ブレード	\$69
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$69

製品詳細

Aufricht Walter 鼻レトラクターは、美容および再建的な鼻の手術において、優れた汎用性と精密な軟部組織の牽引を提供するように設計された両頭手保持式鼻形成術用レトラクターです。単一のバランスの取れたハンドルに2つの特殊なワーキングエンドを統合することで、術者は器具を持ち替えることなく、多様な鼻腔の深さに対応できます。

洗練された手技制御のために設計されたこの Aufricht Walter 鼻レトラクターモデルは、全長13.5 cm、ブレードサイズ長さ42 mm × 幅7 mmを特徴としています。両頭ブレード構造は、異なるブレード角度と曲率プロファイルを提供し、外科チームは粘膜損傷のリスクを冒すことなく、一方の端で鼻翼軟骨をやさしく支持し、もう一方の端で鼻背の皮膚・軟部組織包絡を挙上することが可能です。

反射防止サテンマット仕上げの高品質な医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Maker は、厳格な病院のオートクレーブサイクルに耐えうる Aufricht Walter 鼻レトラクターを製造し、世界中の形成外科および耳鼻咽喉科の術場に高い耐久性と手術精度を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest