



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Дополнительный набор для ректальных и
трансанальных вмешательств

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Дополнительный набор для ректальных и трансанальных вмешательств

SKU RM-RTAAS-1

\$499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Ректальные зеркала	$\frac{7}{8}'' \times 2\frac{7}{8}''$ (2.2 × 7.2 cm)
2	Ректальные зеркала	$\frac{7}{8}'' \times 3\frac{7}{8}''$ (2.2 × 9.7 cm)
1	Малое круглое цельное кольцо	Внутренний диаметр (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный органайзер для хранения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Дополнительный набор для ректальных и трансанальных вмешательств — это вспомогательный комплект для медицинских учреждений, которые уже используют систему ретракторов для общей хирургии Bookwalter и нуждаются в специализированных инструментах для трансанальных и ректальных операций. Он не является автономной системой ретракторов и предназначен для использования с совместимой системой ретракторов для общей хирургии Bookwalter.

Набор содержит два ректальных зеркала размером $\frac{7}{8}'' \times 2\frac{7}{8}''$ (2.2 × 7.2 cm) и два ректальных зеркала размером $\frac{7}{8}'' \times 3\frac{7}{8}''$ (2.2 × 9.7 cm), обеспечивая две глубины воздействия для поверхностной и глубокой трансанальной экспозиции. Малое круглое цельное кольцо с внутренним диаметром 8.5" (21.3 cm) представляет собой компактную раму, адаптированную для рабочей зоны промежности.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в стерилизационном коробе, который обеспечивает организованное хранение зеркал и кольца между операциями. Дополнительный набор для ректальных и трансанальных вмешательств поставляется нестерильным, является многоразовым, полностью автоклавируемым и перед использованием должен

быть очищен и стерилизован в соответствии с утвержденными протоколами вашего учреждения.

Retractor Maker производит и поставляет набор напрямую из Sialkot, Pakistan. Дополнительный набор для ректальных и трансанальных вмешательств производится, инспектируется и поставляется непосредственно компанией Retractor Maker.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest