



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de mammoplastie Biggs étroit

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de mammoplastie Biggs étroit

SKU RM-BMRN-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de mammoplastie Biggs étroit	Longueur 6" (15.2 cm), lame courbe étroite de 3 cm	\$89
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de mammoplastie Biggs étroit est un instrument de chirurgie plastique manuel essentiel, conçu spécifiquement pour offrir une exposition atraumatique et claire des tissus mous lors de chirurgies mammaires esthétiques et reconstructrices. Grâce à son profil anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens de soulever les lambeaux parenchymateux et musculaires avec un effet de levier optimal tout en minimisant l'effort de contre-traction.

Conçu pour la précision de la dissection des loges mammaires, ce modèle d'écarteur de mammoplastie Biggs étroit présente une longueur totale de 6" (15.2 cm) et un profil de lame compact de 3 cm de large. Sa tige fortement courbée est étudiée pour s'adapter parfaitement aux courbes anatomiques du sein, offrant au chirurgien une vue dégagée sur les loges sous-pectorales et sous-glandulaires profondes sans provoquer d'ecchymoses ou de déchirures des tissus mous.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de mammoplastie Biggs étroit pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant aux chirurgiens plasticiens du monde entier un équilibre ergonomique supérieur, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest