

RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lahey Thyroid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lahey Thyroid Retractor

SKU RM-LTR-203-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Lahey Thyroid Retractor	Boyutlar / Detaylar: 20.3 cm (8") toplam uzunluk, dudaklı 25 mm dik açılı bıçak · Dahil Olan Miktar: 1	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lahey Thyroid Retractor, tiroid ve paratiroid cerrahisi sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve strap kası ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış klasik bir endokrin ve genel cerrahi ekartörüdür. Uzatılmış dik açılı bıçakla tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin sternokleidomastoid ve strap kaslarını tiroid bezinden lateral olarak uzaklaştırmasına olanak tanıyarak rekürren laringeal siniri korurken net bir görüş koridoru oluşturur.

Hassas boyun diseksiyonları sırasında dengeli mekanik kaldırma sağlamak üzere üretilen bu özel Lahey Thyroid Retractor konfigürasyonu, 20.3 cm (8 inç) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, 25 mm bıçak uzunluğu boyunca entegre bir terminal tutucu dudak içeren dik açılı bir bıçak profiline sahiptir. Tutucu dudak, ekarte edilen dokuların bıçak kenarından kaymasını önlerken, ergonomik düz sap, operasyon asistanlarına çok saatli prosedürler boyunca yorulmadan manuel kaldırma sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Lahey Thyroid Retractor'ı tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki endokrin, KBB ve genel cerrahi ameliyathanelerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sağlamlık ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest