



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à doigts Mathieu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur à doigts Mathieu

SKU RM-MFR-16-1

\$34 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur à doigts Mathieu	Dimensions / Détails : 16 cm de longueur totale, 8.0 mm de largeur, 3 griffes à chaque extrémité (Pointu ou Mousse) · Quantité incluse : 1	\$34
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$34

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur à doigts Mathieu est un écarteur à griffes chirurgical à double extrémité essentiel, conçu spécifiquement pour permettre l'élévation délicate et antidérapante des lambeaux cutanés et la rétraction des tissus mous lors d'interventions de chirurgie de la main, plastique et de petite chirurgie générale. Conçu avec un manche central équilibré reliant deux extrémités de travail à 3 griffes, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort d'un vecteur tissulaire à l'autre sans changer d'outil.

Conçu pour un contrôle tactile optimal dans les champs opératoires restreints, cette configuration de l'écarteur à doigts Mathieu présente une longueur totale de 16 cm (\$34) associée à une largeur de lame de travail de 8.0 mm. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), chaque extrémité de travail intègre 3 griffes personnalisables selon les configurations de pointes sélectionnables : pointes mousses pour une manipulation douce des tissus minimisant le traumatisme local, ou pointes pointues pour un engagement tissulaire ferme et sécurisé dans le derme dense. Son manche central plat assure un levier manuel stable.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur à doigts Mathieu pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie ambulatoire, aux blocs de chirurgie plastique et aux cliniques de traumatologie de la main du monde entier une durabilité

exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest