



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Brunner Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Brunner Wundhaken

SKU RM-BRUN-1

\$54 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Brunner Wundhaken ist ein unverzichtbares chirurgisches Instrument für tiefe Körperhöhlen, das speziell für die zuverlässige Weichteil- und Muskelretraktion bei großen offenen abdominalen, thorakalen und pelvinen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, rechtwinkligen Blatt, das in einer ausgeprägten Haltelippe endet, ermöglicht dieses Instrument OP-Teams das Verdrängen dicker Gewebeschichten und großer Muskelmassen bei minimaler manueller Belastung.

Die Brunner-Wundhaken-Serie ist auf vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit ausgelegt und bietet eine einheitliche Gesamtlänge von 25.5 cm in Kombination mit sieben progressiven Blattdimensionen: 89 × 19 mm (\$54), 101 × 25 mm (\$56), 120 × 25 mm (\$58), 130 × 29 mm (\$60), 140 × 29 mm (\$62), 159 × 29 mm (\$64) und einer extra tiefen Konfiguration von 178 × 29 mm (\$69). Die breite Blattfläche sorgt für eine gleichmäßige

Druckverteilung, um Gewebenekrosen zu vermeiden, während der ergonomische Tropfenringgriff einen sicheren, rutschfesten Halt bei längerer Gegenzugbelastung gewährleistet.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Brunner Wundhaken so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er chirurgischen Teams in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Gynäkologie außergewöhnliche Langlebigkeit und klinische Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest