



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Lifting Facial de Fibra Óptica Ferreira

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Lifting Facial de Fibra Óptica Ferreira

SKU RM-FFOFLR-1

\$99 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	Longitud de 4 ¼" (108 mm), hoja de 22 mm, haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de luz de quirófano estándar
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Lifting Facial de Fibra Óptica Ferreira es un instrumento quirúrgico estético iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una elevación superior del colgajo facial combinada con iluminación óptica directa y sin sombras durante la ritidectomía. Al dirigir luz fría hacia los túneles quirúrgicos profundos bajo el colgajo cutáneo, este instrumento ilumina planos anatómicos sutiles, permitiendo a los cirujanos diseccionar con confianza mientras protegen las ramas del nervio facial y los vasos superficiales.

Diseñado para la deflexión dirigida del colgajo facial y la limpieza de cavidades, este modelo de Separador para Lifting Facial de Fibra Óptica Ferreira presenta una longitud total de herramienta de 4 ¼ pulgadas (108 mm, \$99) junto con una hoja de 22 mm de ancho. Su cara de hoja suavemente curvada distribuye la tracción uniformemente a través de los tejidos cutáneos, evitando daños por compresión focal. El haz de fibra óptica integrado incorpora una conexión universal compatible con cables de luz hospitalarios estándar (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), garantizando una conectividad sin esfuerzo a las fuentes de iluminación del quirófano.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y fibras ópticas de vidrio de alta transmisión con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador para Lifting Facial de Fibra Óptica Ferreira bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una durabilidad excepcional, claridad óptica y total resistencia al autoclave para centros de cirugía plástica

facial y cosmética en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest