



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор корешков нервов Love

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор корешков нервов Love

SKU RM-LNRR-MAT-1

\$24 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Прямой профиль	Доступная длина: 17.5 см или 21.5 см · Клиническая роль: Прямой линейный интерламинарный доступ и мобилизация выходящего корешка · Цена (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Изогнутый 45 градусов	Доступная длина: 17.5 см или 21.5 см · Клиническая роль: Декомпрессия латерального кармана и защита субартикулярного нервного корешка · Цена (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Изогнутый 90 градусов	Доступная длина: 17.5 см или 21.5 см · Клиническая роль: Глубокая фораминальная ревизия и медиальное удержание дурального мешка · Цена (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Защитный чехол / коробка	Доступная длина: Стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор корешков нервов Love — это всемирно признанный инструмент для микрохирургии позвоночника, разработанный специально для безопасной и атравматичной ретракции, а также защиты проходящих спинномозговых корешков и дурального мешка во время операций на поясничных дисках. Оснащенный удлиненным жестким стержнем, заканчивающимся атравматичным желобоватым кончиком, этот инструмент позволяет спинальным хирургам комфортно работать в узких

интерламинарных окнах без риска повреждения нервов при растяжении или разрыва твердой мозговой оболочки.

Данная серия ретракторов Love представлена в двух вариантах общей длины: 17.5 cm (\$24) для стандартных задних поясничных доступов и 21.5 cm (\$29) для глубокого доступа к позвоночнику. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой медицинской стали. Жесткий стержень доступен в трех функциональных конфигурациях: прямой профиль для линейного доступа, под углом 45° для мобилизации латерального кармана и под углом 90° для защиты нервов в глубоких фораминальных зонах. Плоская эргономичная рукоятка обеспечивает высокую тактильную чувствительность и стабильную контрретракцию.

Ретрактор имеет антибликовое сатиновое покрытие. Компания Retractor Maker производит ретракторы Love с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделениям нейрохирургии и травматологии по всему миру исключительную жесткость конструкции, высокую коррозионную стойкость и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest