



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Parker-Mott - Juego de Dos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Parker-Mott - Juego de Dos

SKU RM-PMR-SET-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separadores Parker-Mott	Longitud total de 15.3 cm, valvas sólidas asimétricas de doble extremo	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de transporte estándar	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Parker-Mott - Juego de Dos es un conjunto esencial de instrumentos quirúrgicos pareados, diseñados específicamente para proporcionar una retracción confiable de bordes de heridas y tejidos blandos a múltiples profundidades durante procedimientos de cirugía general, ortopédica y plástica. Diseñados con valvas curvas contrastantes en los extremos opuestos de un mango central, estos separadores permiten a los equipos quirúrgicos transicionar sin esfuerzo entre la retracción de tejido subcutáneo superficial y la elevación muscular más profunda.

Construido en un diseño de tamaño estándar único para una resistencia mecánica duradera y resistencia a la corrosión, esta configuración del Separador Parker-Mott - Juego de Dos presenta una longitud total de herramienta de 15.3 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la valva incorpora perfiles de hoja sólida asimétricos de doble extremo con bordes redondeados lisos que sostienen los márgenes tisulares de forma segura sin causar hematomas localizados. Su estructura de agarre central de superficie plana proporciona a los ayudantes quirúrgicos un apalancamiento manual constante y sin fatiga durante los procedimientos operativos activos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Parker-Mott - Juego de Dos para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad completa en autoclave para quirófanos, centros de trauma y clínicas quirúrgicas ambulatorias en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest