



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Gruber Rhinoplasty Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gruber Rhinoplasty Retractor

SKU RM-GRR-NOSE-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Gruber Rhinoplasty Retractor	10 mm幅ダブルフック仕様、フラットハンドルー1	\$89
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージー1	\$89

製品詳細

Gruber Rhinoplasty Retractorは、繊細な鼻組織に対して安全で滑りにくい偏位を提供するために特別に設計された、鼻形成術および顔面整形外科専門の手持ち式器具です。鼻の皮膚外包と下外側鼻軟骨を可動させるように設計されており、外科医は尾側中隔および鼻尖構造全体の術野をクリアに維持することができます。

繊細な鼻組織上の皮膚偏位を最適化するために構築されたこのGruber Rhinoplasty Retractorの構成は、専用の10 mm幅ダブルフックレイアウト（\$89）を備えています。先端構成には、局所的な真皮の穿刺や血管損傷を引き起こすことなく鼻皮弁を容易に把持するために最適化された、人間工学設計のダブルフックが組み込まれています。細身でバランスの取れたハンドルは、複雑な鼻の再形成において、執刀医に洗練された触覚感度と疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のGruber Rhinoplasty Retractorは、厳格な臨床基準に従って製造されており、世界中の美容外科、耳鼻咽喉科、顔面整形外科クリニックに対して、高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest