



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Jolls Friedman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Jolls Friedman

SKU RM-JFSRR-1

\$94 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Autoestático Jolls Friedman	Dimensões / Detalhes: 6" (15.24 cm) de comprimento, hastes curvas fenestradas, trava por parafuso	\$94
Capa / Caixa Protetora	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual para transporte	\$94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Jolls Friedman é um afastador cirúrgico especializado para procedimentos endócrinos e cervicais, projetado especificamente para fornecer deslocamento contínuo e mãos-livres de tecidos moles e músculos infra-hióideos durante cirurgias de tireoide e paratireoide. Desenvolvido com uma curvatura anatômica que se molda à região anterior do pescoço, este instrumento mantém uma ampla janela operatória sem a necessidade de auxílio manual ou obstrução do campo cirúrgico.

Construído seguindo especificações clínicas rigorosas, esta configuração dedicada do Afastador Autoestático Jolls Friedman apresenta um comprimento total de 6 polegadas (15.24 cm). Suas extremidades de trabalho incorporam um perfil de haste anatomicamente curvo com superfícies terminais fenestradas e lisas, que seguram os músculos esternocleidomastoideo e infra-hióideos com segurança, sem esmagar as fibras musculares. O sistema de controle por parafuso de trava mecânica na base permite um ajuste micrométrico da tensão, travando firmemente sob contração sem deslizar.

Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Jolls Friedman para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia endócrina, otorrinolaringologia e cirurgia geral em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total

confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)