



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur condylien fémoral antérieur

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Écarteur condylien fémoral antérieur

**SKU** RM-AFCR-1

**\$99 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                      | SKU / DÉTAILS                                          | PRIX (USD) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Écarteur condylien fémoral antérieur | Longueur 5" (12.7 cm), lame fenêtrée dentelée de 45 mm | \$99       |
| Manchon / Boîte de protection        | Emballage de transport individuel                      | \$99       |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur condylien fémoral antérieur est un écarteur chirurgical orthopédique de précision, conçu spécifiquement pour offrir une exposition antérieure optimale du fémur distal lors de l'arthroplastie du genou de première intention ou de révision. En s'ancrant fermement contre le cortex antérieur, cet instrument déplace le tissu musculaire du quadriceps et l'appareil extenseur sans exercer de contrainte excessive sur les ligaments environnants.

Conçu pour une ergonomie peropératoire supérieure, cette configuration d'écarteur condylien fémoral antérieur présente une longueur totale de 5-inch (12.7 cm) et une extrémité travaillante de 45 mm de large. La lame intègre une géométrie coudée et fenêtrée qui réduit le poids global de l'instrument afin de minimiser la fatigue manuelle de l'assistant lors des reconstructions articulaires prolongées. Des dentelures transversales distinctes sur la pointe de la lame offrent une traction tissulaire accrue, empêchant l'écarteur de glisser du condyle fémoral osseux sous l'effet de la contre-tension.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur condylien fémoral antérieur pour résister à un effet de levier mécanique élevé et aux cycles répétitifs d'autoclavage à la vapeur en milieu hospitalier, offrant ainsi aux équipes de reconstruction articulaire une durabilité et des performances fiables.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest