



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Aufricht Daniel Nasenhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Daniel Nasenhaken

SKU RM-ADNR-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Aufricht Daniel Nasenhaken	11 cm Gesamtlänge, 50 × 10 mm Blatt	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aufricht Daniel Nasenhaken ist ein spezialisierter, kompakter Rhinoplastik-Retractor, der für eine klare, atraumatische Visualisierung des Nasenrückens, des knorpeligen Gewölbes und des Septumgerüsts entwickelt wurde. Mit seinem verkürzten 11 cm-Profil ermöglicht dieses Instrument Chirurgen und Assistenten eine hohe Manövrierbarkeit und eine stetige Gewebeelevation in beengten Operationsfeldern.

Um die intraoperative Gewebebelastung zu reduzieren, verfügt diese Konfiguration des Aufricht Daniel Nasenhakens über ein 50 mm langes und 10 mm breites glattes Blatt, das leicht unter den Hautmantel des Nasenrückens gleitet. Die Blatteinheit weist eine sanfte Abwärtswinkelung auf, die sich dem Nasensteg anpasst und einen breitflächigen Kontakt bietet, wodurch punktuelle Druckstellen vermieden werden. Der proportionierte, leichte Griff reduziert die Ermüdung der Hand bei langwierigen ästhetischen Nasenkorrekturen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Aufricht Daniel Nasenhaken nach strengen klinischen Standards. Dies gewährleistet eine überlegene Korrosionsbeständigkeit, einfache Wiederaufbereitung und vollständige Autoklavierbarkeit für plastische und HNO-chirurgische Abteilungen.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest