



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Johnson Neuroma Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Johnson Neuroma Retractor

SKU RM-JNR-1

\$74 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89

製品詳細

Johnson Neuroma Retractorは、モートン病の神経腫摘出術や趾間神経の手術において、軟部組織や中足骨頭を愛護的かつ非侵襲的に牽引するために設計された専用の手持ち式手術器具です。狭小な趾間深部での操作に特化した設計により、足病外科医や整形外科医は脆弱な神経幹を圧迫することなく、中足骨間靭帯や趾血管を移動させることができます。

適応性の高いサイズ展開と形状バリエーションを備えており、全長は8.0 cm (\$74)、10.0 cm (\$79)、11.0 cm (\$84)、14.0 cm (\$89)の4種類をご用意しています。設計タイプは、タイトな中足骨間隙に適した「ナロー型」、ブレード幅7.5 mmの「90°アングル型」、広範な展開が可能なブレード幅9.5 mmの「90°アングル型」の3種類から選択可能です。人間工学に基づいたフラットハンドルは、繊細な趾間神経剥離術において優れた触知感と滑り止め制御を提供します。

Retractor Makerは、最高級のドイツ製サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げでこの器具を製作しています。厳格な臨床許容誤差に準拠して製造されており、世界中の足部・足関節外科において、絶対的な耐食性、堅牢な構造、そしてオートクレーブに対する完全な耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest