



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

McBurney 甲状腺レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



McBurney 甲状腺レトラクター

SKU RM-MTR-19-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準型 — 7.5 in, 16x10 mm ブレード	RM-MTR-19-1-1	\$49

製品詳細

McBurney 甲状腺レトラクターは、甲状腺および副甲状腺の手術において、安全で非外傷的な軟部組織の変位とストラップ筋の牽引を提供するために特別に設計された内分泌・頸部外科用レトラクターです。解剖学的に湾曲した直角ブレードの設計により、外科チームは胸骨舌骨筋および胸骨甲状腺筋を甲状腺からスムーズに遠ざけ、隣接する神経血管構造を保護しながら遮るもののない術野を確立できます。

繊細な頸部郭清術中にバランスの取れた力学的レバレッジを確保するように構築されたこの McBurney 甲状腺レトラクターの構成は、全長 19 cm (\$49) を特徴としています。長期的な耐食性を保証するためにプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、ワーキングエンドには、局所的な組織の挫傷や引き裂きを防ぐための丸みを帯びた非外傷性エッジを備えた 16 mm 長 x 10 mm 幅のブレードプロファイルが組み込まれています。人間工学に基づいたフラットハンドルは、長時間の症例を通じ、手術助手へ安定した手動のレバレッジを提供します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の McBurney 甲状腺レトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の内分泌外科、耳鼻咽喉科手術室、一般外科クリニックに、卓越した構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest