



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Gosset

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Autoestático Gosset

**SKU** RM-GSR-SET-1

**\$349 USD**

### LISTA DE COMPONENTES

| CANTIDAD  | COMPONENTE                                        | DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Marco de riel deslizante autoestático             | Chasis base disponible con vástagos mecánicos rectos o curvos                                    |
| 2 (1 Par) | Valvas laterales de alambre fijas                 | Valvas atraumáticas tipo lazo de 63 mm x 35 mm                                                   |
| 1         | Valva central sólida desmontable                  | Paleta de retracción de tejido ligeramente curva de 60 mm x 65 mm (en configuración de 3 valvas) |
| 1         | Engranaje de bloqueo de doble tornillo deslizante | Sistema de tornillo de bloqueo manual multipunto para anclar la posición del riel                |
| 2         | Mangos de extensión ergonómicos                   | Rieles de mango ligeros contorneados con bordes exteriores completamente lisos                   |
| 1         | Caja / Embalaje protector                         | Embalaje de tránsito estándar                                                                    |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Gosset es un retractor abdominal reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una separación confiable y manos libres de los bordes de la herida y el desplazamiento de vísceras durante procedimientos pélvicos y laparotomías. Diseñado con un chasis de barra deslizante ajustable y valvas laterales de alambre tipo lazo no traumáticas, este instrumento mantiene una contratracción constante a través de la pared abdominal sin causar contusiones isquémicas focales en el tejido.

Construido bajo especificaciones clínicas estrictas, este juego completo de Separador Autoestático Gosset (\$349) cuenta con un marco de riel deslizante autoestático disponible con vástagos mecánicos rectos o curvos, combinados con mangos de extensión ergonómicos contorneados con bordes exteriores lisos. Fabricado a mano

con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el inventario puede configurarse en dos variantes distintas: un Sistema Completo de 3 Valvas que incluye una valva central sólida de 60 mm × 65 mm junto con valvas laterales de alambre de 63 mm × 35 mm que se expanden hasta una apertura máxima de 160 mm, o un Sistema Estrecho de 2 Valvas con valvas laterales de alambre de 63 mm × 35 mm que se expanden hasta una apertura máxima de 140 mm. El mecanismo de bloqueo de doble tornillo deslizante asegura la posición de forma instantánea.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Gosset para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía general, quirófanos obstétricos y clínicas de laparotomía de emergencia en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en esterilización.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest