



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de lifting Ferreira Face Lift Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de lifting Ferreira Face Lift Retractor

SKU RM-FFLR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Ferreira Face Lift Retractor	Longueur totale 4 ¼" (108 mm), lame courbe de 22 mm de large	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Ferreira Face Lift Retractor est un instrument de chirurgie esthétique manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction atraumatique des tissus mous et l'élévation des lambeaux cutanés lors des procédures de rajeunissement du visage. Conçu avec une tige ergonomique et une lame distale légèrement incurvée, cet écarteur permet aux chirurgiens de décoller et d'élever proprement les lambeaux cutanés et le SMAS tout en protégeant les branches du nerf facial et les réseaux vasculaires de l'écrasement.

Conçu pour une déflexion ciblée des lambeaux faciaux, cette configuration dédiée du Ferreira Face Lift Retractor présente une longueur totale d'outil de 4 ¼ inches (108 mm, \$49). Son extrémité de travail intègre un profil de lame de 22 mm de large, contouré avec des marges lisses et arrondies qui répartissent uniformément la contre-traction manuelle sur les tissus cutanés, évitant ainsi l'ischémie localisée, les capitons ou les déchirures des bords. Son manche plat ergonomique et léger offre aux assistants chirurgicaux un contrôle manuel stable et antidérapant pendant les longues dissections faciales.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique le Ferreira Face Lift Retractor selon des normes cliniques strictes, offrant une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les centres de chirurgie esthétique et plastique faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest