



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de Deaver pédiatriques

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteurs de Deaver pédiatriques

SKU RM-PDR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de Deaver pédiatriques sont des instruments de chirurgie pédiatrique spécialisés, conçus spécifiquement pour assurer un écartement sûr et atraumatique des viscères et de la paroi abdominale lors d'interventions pédiatriques générales, urologiques et thoraciques. Dimensionnés pour s'adapter aux cavités anatomiques plus petites, ces écarteurs permettent aux chirurgiens pédiatres de maintenir les lobes hépatiques fragiles, la rate, les intestins et les structures pelviennes des nourrissons sans provoquer de contusions organiques focales ou de déchirures séreuses.

Construite selon une matrice de sélection hautement adaptative, cette série d'écarteurs de Deaver pédiatriques est proposée en trois longueurs totales : 17.5 cm (69 \$) pour les nouveau-nés et nourrissons, 20.0 cm (74 \$) pour les patients pédiatriques, et 22.0 cm (79 \$) pour les couloirs chirurgicaux des adolescents. Fabriqués à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir parmi trois largeurs de travail : 8 mm, 10 mm et 12 mm. Le profil de sa lame à crochet incurvée intègre des bordures atraumatiques lisses et arrondies, tandis que le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable.

Forgés avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit ces écarteurs de Deaver pédiatriques en tant que dispositifs de bloc opératoire non stériles et restérilisables, conçus pour résister à des cycles de stérilisation fréquents et répétitifs en autoclave, offrant aux centres de chirurgie pédiatrique et aux hôpitaux

pour enfants du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)