



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Неонатальный Т-образный гибкий ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Неонатальный Т-образный гибкий ретрактор

SKU RM-NTRR-265-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Неонатальный Т-образный гибкий ретрактор — это специализированный инструмент для педиатрической и неонатальной хирургии, разработанный специально для обеспечения бережного, атравматичного смещения органов и экспозиции краев раны в хрупких операционных полях у младенцев. Благодаря гибкому моделируемому стержню этот ретрактор позволяет детским хирургам придавать лезвию нужную форму непосредственно во время операции, адаптируясь к изгибам брюшной и грудной полостей новорожденного без создания точек локального давления.

Инструмент имеет общую длину 26.5 cm и предлагается с тремя вариантами размеров рабочей части: 2.5 cm × 1.25 cm (\$49), 3.8 cm × 1.40 cm (\$54) и 4.5 cm × 1.60 cm (\$59). Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, геометрия рабочего лезвия представляет собой гибкий Т-образный профиль с закругленными атравматичными краями, которые защищают внутренние органы младенца от контузий. Тонкая рукоятка обеспечивает ассистенту удобный рычаг без усталости рук.

Retractor Maker выпускает этот ретрактор с антибликовым сатиновым матовым покрытием, гарантирующим устойчивость к многократному интраоперационному перепрофилированию и циклам стерилизации. Это обеспечивает детским хирургическим центрам и институтам врожденных пороков сердца по всему миру исключительную пластичность, коррозионную стойкость и полную пригодность к

автоклавированию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest