



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Senn T-Handle Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn T-Handle Wundhaken

SKU RM-STHR-45-1

\$54 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Senn T-Handle Wundhaken	Länge 4.5" (11.43 cm), mehrzinkiger Rechen (stumpf oder scharf), T-Griff	\$54
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Senn T-Handle Wundhaken ist ein spezialisierter, handgehaltener Rechen-Retraktor, der gezielt für eine überlegene manuelle Hebelwirkung und rutschfreie Weichteilverdrängung in der plastischen Chirurgie, Handchirurgie sowie bei kleineren orthopädischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ergonomischen T-Quergriff, ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Personal die Aufrechterhaltung eines dauerhaften Gegenzugs durch einen natürlichen Handflächengriff, was Fingerbelastung und Handermüdung während feiner Dissektionen vorbeugt.

Die Konfiguration des Senn T-Handle Wundhaken weist eine Gesamtlänge von 4.5 Zoll (11.43 cm, \$54) auf und ist so konstruiert, dass sie häufigen Autoklavierzyklen standhält und gleichzeitig hochgradig korrosionsbeständig bleibt. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt die Arbeitsspitze über nach innen gebogene Zinken in einer mehrzinkigen Rechenanordnung, um ein hocheffizientes Zurückziehen von Gewebe ohne Abrutschen von dichten fibrotischen Rändern zu gewährleisten. Chirurgen können zwischen zwei Zinkenvarianten wählen: Stumpfe Spitzen für die sichere, traumaminimierende Manipulation von Weichteilen oder scharfe Spitzen für einen festen, rutschfreien Halt an zähen Gewebeschichten.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Senn T-Handle Wundhaken nach strengen klinischen Toleranzen. Das Ergebnis ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Haltbarkeit im Autoklaven für Handtrauma-Zentren, kosmetische

Chirurgiezentren und ambulante chirurgische Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest