



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Richardson Retractor mit Ringgriff

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Richardson Retractor mit Ringgriff

SKU RM-RRLH-1

\$54 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Rechtwinklig gebogenes Blatt, Ringgriff	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Rechtwinklig gebogenes Blatt, Ringgriff	RM-RRLH-1-2	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Richardson Retractor mit Ringgriff ist ein essenzieller chirurgischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige Verdrängung von Weichteilgewebe und Muskulatur bei offenen abdominalen und pelvinen Operationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem klassischen rechtwinkligen Blatt, das in einer nach unten gerichteten Rückhaltelippe endet, ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Assistenten das Ausüben eines stetigen manuellen Gegenzugs über schwere Gewebeschichten hinweg, ohne Gewebeverrutschen oder lokale Ischämie zu verursachen.

Konzipiert für hohe physische Beanspruchung und häufige Autoklavierung bei vollständiger Korrosionsbeständigkeit, ist diese Richardson Retractor Serie in zwei Gesamtlängen erhältlich: 9 ½ inches (24.13 cm, \$54) und 10 inches (25.40 cm, \$59). Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über eine Blattgeometrie mit einendiger, rechtwinkliger Biegung, die Muskelbäuche und Viszera sicher fixiert. Das Griffdesign umfasst einen integrierten ergonomischen Ringgriff, der darauf ausgelegt ist, die Ermüdung der Hand zu minimieren und einen rutschfesten Halt bei mehrstündigen chirurgischen Eingriffen zu garantieren.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Richardson Retractor, um wiederholten Autoklavzyklen standzuhalten. Er bietet Operationssälen in der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Traumatologie weltweit unnachgiebige strukturelle Steifigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und

vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest