



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica

SKU RM-FBAR-FO-1

\$129 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica	Longitud de 5 1/8", hoja curva de 25 x 171 mm, haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de luz estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica es un instrumento de cirugía estética iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una visualización superior del bolsillo y una elevación suave del tejido blando durante la mamoplastia. Al canalizar iluminación de fibra óptica de alta intensidad a lo largo de la superficie inferior de su hoja, este instrumento elimina los rincones oscuros en los bolsillos subpectorales profundos, permitiendo a los cirujanos verificar la hemostasia y posicionar los implantes con absoluta confianza.

Construido para maximizar el despeje y la seguridad de la cavidad, este modelo especializado de Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica presenta una longitud total de herramienta de 5 1/8 pulgadas (13.0 cm) combinada con una hoja de 25.0 mm de ancho por 171.0 mm de largo. Su diseño curvo y cónico garantiza una deflexión suave de la piel y la manipulación del tejido blando, evitando tensiones de cizallamiento en los bordes cutáneos. El haz de luz de fibra óptica integrado cuenta con una conexión universal compatible con los cables de fuente de luz estándar de quirófano (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y fibras ópticas de vidrio de alta transmisión con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker suministra el Separador para Aumento Mamario Ferreira - Fibra Óptica no estéril y totalmente autoclavable

dentro de un embalaje protector, proporcionando a los cirujanos plásticos, estéticos y oncológicos una alta durabilidad y claridad óptica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest