



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Haight

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Haight

SKU RM-HRS-329-1

\$329 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Viga de expansión de vía horizontal	Chasis deslizante que permite el ensanchamiento estructural manual durante la toracotomía
2 (Par fijo)	Valvas anguladas fijas	Placas laterales de sujeción ósea de 30 mm x 30 mm con fenestraciones tisulares
1	Tornillo de bloqueo de rosca giratoria	Pinza de retención mecánica que asegura una sujeción estable al nivel de retracción elegido
2	Brazos ergonómicos de retracción	Perfiles de mango ligeros fabricados con bordes exteriores completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Empaque estándar de transporte

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Haight Rib Spreader es un separador quirúrgico cardiotorácico esencial, diseñado específicamente para proporcionar una separación intercostal gradual y segura y la exposición de la pared torácica durante procedimientos de toracotomía y resección pulmonar en adultos. Diseñado con una robusta barra de expansión horizontal, este instrumento permite a los cirujanos torácicos aplicar fuerzas de separación mecánicas constantes entre costillas adyacentes, previniendo fracturas costales mientras mantiene un corredor operatorio sin obstrucciones hacia la cavidad pleural.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, este conjunto completo de Haight Rib Spreader (\$329) cuenta con una viga de expansión horizontal de alta resistencia que permite el ensanchamiento estructural manual hasta un rango de expansión horizontal máximo de 120 mm. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las valvas laterales anguladas fijas miden 30 mm x

30 mm, diseñadas con fenestraciones circulares estratégicamente ubicadas que se anclan firmemente en las cortezas óseas adultas sin deslizarse. La pinza de retención mecánica con bloqueo de tornillo de rosca giratoria garantiza una sujeción estable en el nivel de retracción elegido, mientras que los brazos ergonómicos del separador, fabricados con bordes exteriores lisos, previenen daños en los tejidos blandos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Haight Rib Spreader para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos torácicos, salas cardíacas y centros quirúrgicos de trauma en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest