



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Leyla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Leyla

SKU RM-LR-1

\$1,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Base de Fixação para Dois Braços Flexíveis	Bloco de montagem central que ancora ambos os braços flexíveis à haste de fixação
2	Braços Flexíveis	Braços de fricção multiarticulados que giram 360 graus para posicionamento preciso
2	Suportes para Espátulas Cerebrais Planas	Adaptadores de montagem terminais que conectam as espátulas aos braços flexíveis
1	Junta Esférica para Fixação em Mesa	Junta multieixo que permite a angulação flexível da haste de suporte no trilho da mesa
1	Haste de Suporte para Fixação	Coluna de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) sólido que eleva o sistema acima da linha do campo cirúrgico
1	Cabeçote de Acoplamento	Bloco de fixação de alta resistência que trava a haste de suporte nos trilhos laterais da mesa cirúrgica
2	Suportes de Fixação para Espátulas Planas	Mecanismos de fixação de precisão que seguram espátulas cerebrais planas/flexíveis com segurança
1	Caixa de Armazenamento de Madeira	Caixa ajustada protetora para armazenamento seguro, transporte e controle de inventário

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Leyla é um afastador neurocirúrgico clássico e altamente conceituado, projetado para fornecer afastamento atraumático e microajustável do tecido cerebral durante procedimentos cranianos e espinhais. Fixado com segurança ao trilho de acessórios da mesa cirúrgica por meio de um cabeçote de acoplamento de alta resistência e uma junta esférica, este sistema de braço duplo isola as cargas de afastamento para fornecer uma exposição livre de tremores sem fadiga do assistente.

Projetada para articulação fluida e ajuste intraoperatório rápido, esta configuração completa do Afastador Leyla apresenta uma haste de fixação de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) sólido, uma base de fixação de braço duplo e dois braços de fricção flexíveis multiarticulados. As extremidades distais incorporam mecanismos de fixação de espátula de precisão e suportes para espátulas cerebrais planas que giram 360 graus, permitindo que os cirurgiões exerçam deslocamentos teciduais delicados, milímetro por milímetro, em corredores estreitos.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Leyla não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de armazenamento de madeira sob medida para máxima proteção e apresentação limpa no centro cirúrgico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest