



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Patella-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Patella-Retraktor

SKU RM-PTR-9IN-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Patella-Retraktor	Länge 9" (22.86 cm), 22 mm Platte, 16 mm Blatt, Hakenspitze	\$84
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$84

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Patella-Retraktor ist ein unverzichtbares orthopädisch-chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, rutschfeste Eversion und Verlagerung der Patella und der Patellasehne bei Knie-Totalendoprothetik (TEP) und Gelenkrekonstruktionen entwickelt wurde. Durch das Einhaken unter den Patellarand ermöglicht dieser Retraktor den chirurgischen Teams, den Extensorenmechanismus sauber vom distalen Femur weg zu mobilisieren, wodurch ein breiter Sichtkorridor zum vorderen Kreuzband und den Femurkondylen entsteht.

Diese spezifische Patella-Retraktor-Konfiguration mit einer Gesamtlänge von 9 Zoll (22.86 cm) ist auf absolute Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt seine schlanke, längliche Geometrie über eine 22 mm breite Patellaplatte in Kombination mit einer 16 mm unteren Blattbreite, die eine leicht gebogene Kante und ein markantes, hakenartiges Spitzendesign aufweist. Dieses anatomische Profil sitzt sicher hinter dem kortikalen Knochen und dem Weichgewebe, ohne den Gelenkknorpel der Patella zu quetschen. Der ergonomische Griff ermöglicht den OP-Assistenten eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Retractor Maker fertigt den Patella-Retraktor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um hohem orthopädischem Drehmoment und wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Er bietet Spezialisten für Sportmedizin und rekonstruktive Kniechirurgie weltweit außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest