



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Miller Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Miller Rake Retractor

SKU RM-MRR-514-1

\$39 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stumpfes Spitzenprofil	Abmessungen / Details: 5 ¼" Länge, 15 mm Breite, 9 stumpfe Zinken · Klinische Hauptrolle: Sicheres Anheben von Hautlappen ohne Punktionsrisiko · Preis (USD): \$39.00
1	Scharfes Spitzenprofil	Abmessungen / Details: 5 ¼" Länge, 15 mm Breite, 9 scharfe Zinken · Klinische Hauptrolle: Sicherer, rutschfester Halt an dichter Dermis und fibröser Faszie · Preis (USD): \$39.00
1	Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Miller Rake Retractor ist ein spezialisierter, handgehaltener Retraktor für die Dermatologie und plastische Chirurgie, der gezielt für die breite, rutschfeste Anhebung von Hautlappen und die Exposition von subkutanem Gewebe entwickelt wurde. Mit seinem breiten, 9-zinkigen Rechenkopf ermöglicht dieses Instrument Chirurgen die Anwendung eines gleichmäßigen manuellen Gegenzugs über kutane und subkutane Ebenen hinweg, ohne punktuelle Hauteinrisse oder Randischämien zu verursachen.

In einer Standardgröße zur Optimierung der manuellen Geschicklichkeit gefertigt, weist diese Konfiguration des Miller Rake Retractor eine Gesamtlänge von 5 ¼ Zoll (13.3 cm) gepaart mit einer Arbeitsbreite von 15.0 mm auf (\$39). Das aus hochwertigem, deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über ein dichtes Layout mit 9 Zinken, das in zwei verschiedenen Spitzenprofilen anpassbar ist: Stumpfe Spitzen für eine sichere, traumaminimierende Gewebemanipulation oder

scharfe Spitzen für einen zuverlässigen und festen Griff in dichten fibrösen Ebenen. Der ergonomische Flachgriff gewährleistet eine ermüdungsfreie Kontrolle für die OP-Assistenz.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Miller Rake Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Zentren für kosmetische, plastische und rekonstruktive Chirurgie weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest